

MEIKO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3

D- 77652 Offenburg

29.03.2018

Gutachten

Wie aus den Prüfberichten SN 8009 vom 01.07.2008 und SN 8009a vom 21.07.2008 ersichtlich, wurde der Steckbeckenspüler TopLine 20 der Firma Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG hinsichtlich der Desinfektionsleistung geprüft. Die Prüfanschmutzungen RAMS (Rinderalbumin- Mucin- Maisstärke) bzw. die hohe Belastung (3g BSA/l, 3ml Erythrozyten/Liter) waren mit Sporen von *Clostridium difficile* ATCC 6989 gemischt. Nach Exposition im Prozess im TopLine 20 konnte kein Wachstum nachgewiesen werden, wodurch eine ausreichende sporizide Desinfektion in Korrelation zum A₀-Wert belegt war.

Die technische Weiterentwicklung des Steckbeckenspülers zum TOPIC zeigt keine Änderungen, die den Einfluss auf die Desinfektionswirkung betreffen, weshalb die Resultate aus den Prüfungen (SN 8009 und SN 8009a) auch für das Gerät TOPIC gelten.



Prof. Dr. med. H.-P. Werner